
# PARADOX 404新冠病毒可视化odoo应用 使用手册

# 模块信息




### 安装


- 1. 将应用包放在odoo/addons下(或其他路径,需要在配置文件中指定)。
- 2. 在应用中搜索covid19\_analysis,找到模块后点击安装

### 使用


1. 在顶层菜单栏选择COVID-19 Data进入数据管理页面, 点击收藏,选择导入数据




2. 在导入界面选择Upload File,选择需要导入的文件




3. 在导入详情界面进行相应配置后点击导入




4. 等待导入完成后可在数据管理页面查看已导入的数据




5. 点击单条数据可进入数据编辑页面,点击左上角编辑按钮可对数据进行修改




6. 在数据管理页面也可进行数据的检索





#### 7. 在数据管理页面点击下载按钮可下载数据




#### 8. 点击顶部COVID-19 Analysis可进入数据可视化页面










#### 10. 点击China切换按钮可切换为世界视图



# 11. 点击日历可选择需要查看的日期



12. 点击播放按钮可实现日期每个一秒自动更新并同时刷新显示数据

具体可参考演示视频文档下的demo